



Краткое описание

- Рентгеновский стол CombiVet S — предназначен для диагностики мелких животных
- Встроенный кассетодержатель позволяет легко и быстро позиционировать рентгеновский луч без необходимости перемещения пациента, движение кассеты/детектора с рентгеновским аппаратом происходит вдоль центра стола
- Базовая версия CombiVet S — оснащена стандартным штативом для рентгеновского аппарата с фиксированным расстоянием «излучатель – приемник»
- Версия CombiVet S 3D — оснащена регулируемым штативом, позволяющим вращать и двигать рентгеновский аппарат в любом направлении с регулировкой высоты

Спецификация

- Конструкция стола выполнена из анодированного алюминия
- Встроенный выдвижной кассетодержатель предназначен для любых приёмников рентгеновского излучения (DR, CR, аналоговый приёмник) и имеет место под растровую решетку
- Передвижной штатив, соединенный с кассетодержателем
- Рентгенопрозрачная столешница выполнена из высококачественного антивандального материала
- Легко чистить и дезинфицировать
- Габаритные размеры: 155,5x76,5x73 см (без штатива)
- Высота штатива: 210–230 см (в зависимости от системы радиографии)

ООО «Глобус Вет»

+7 (499) 703-03-83

+7 (911) 272-57-74

gleni@vetoborudovanie.ru

kontakt@vetoborudovanie.ru

www.vetoborudovanie.ru