



Краткое описание

- Весь спектр рентгеновской диагностики домашних животных
- Высокотехнологичный рентгеновский аппарат по конкурентноспособной цене
- Гарантия на трубку 1 000 000 снимков
- Высокочастотный генератор
- Практически постоянное напряжение рентгеновской трубки, благодаря чему рентгеновский аппарат достигает короткого времени экспозиции при высокой мощности дозы рентгеновского излучения
- Звуковой и оптический сигнал рентгеновского излучения
- Гарантия на аппарат 5 лет

Спецификация

| | |
|--|---|
| Система генератора | 50 кГц, высокочастотная инверторная система |
| Фокальное пятно | 1,2 мм |
| Время экспозиции | 0,02–2,0 сек |
| Напряжение трубки | Диапазон: 40–90 кВ пост. тока Переключатель кВ: шаг 2 кВ |
| Общая фильтрация | 3,2 мм Al |
| Мощность, подаваемая на рентгеновскую трубку | 1,4 кВт при постоянном токе 70 кВ, 20 мА |
| Электропитание | Одна фаза, 220–250 В, переменный ток, 50/60 Гц |
| Коэффициент утечки | 0,25 мА при 90 кВ 0,25 мА – макс. пост. ток на 15 мА с рабочим циклом 1:60 |
| Цифровой дисплей параметров | mAs/sec/kV |
| Модель рентгеновской трубки | Toshiba D-124 |
| Вес аппарата | 9,8 кг |
| Размер (ДхШхВ) | 370x219x191 мм |