



Краткое описание

- Рентгеновский стол MultiVet обеспечивает широкий спектр рентгеновской диагностики
- Простое и удобное позиционирование животного в вертикальных, горизонтальных и наклонных плоскостях
- При абдоминальной диагностике получаются оптимальные результаты благодаря дополнительному модулю с возможностью съёмки пациентов в положении стоя

Спецификация

- Конструкция стола выполнена из анодированного алюминия
- Встроенный выдвижной кассетодержатель предназначен для любых приёмников рентгеновского излучения (DR, CR, аналоговый приёмник) и имеет место под растровую решетку
- Передвижной штатив, соединенный с кассетодержателем
- Рентгенопрозрачная двухсторонняя столешница выполнена из высококачественного антивандального материала
- Легко чистить и дезинфицировать
- Габаритные размеры: 180x80x73 см (без подставки)
- Размер подставки: 50x50 см
- Высота штатива: 210–230 см (в зависимости от системы радиографии)