



Краткое описание

GIERTH SCOPE TOUCH — система прямой цифровой рентгенографии (DR) оснащенная беспроводным детектором Canon (CXDI 801C/810C/701C/710C)

- Автоматическое распознавание рентгеновского излучения позволяет работать без дополнительных кабелей между детектором и рентгеновским аппаратом
- Противоударный чемодан с системой защиты от взлома и удобными транспортировочными колёсами
- 19-дюймовый сенсорный монитор с высоким разрешением, встроенный в чемодан
- Защитный плексигласовый чехол для детектора
- Рентгеновские обследования теперь можно проводить быстрее, проще и в любом месте
- Благодаря интуитивно понятному программному обеспечению система позволяет почти мгновенно получать превосходные рентгеновские снимки и редактировать их на большом экране
- Общий вес 18,9 кг
- Размеры (закрытый): 540x470x205 мм