



#### Краткое описание

**GIERTH SCOPE UltraLight — система прямой цифровой рентгенографии (DR), оснащенная беспроводным детектором Canon (CXDI 801C/810C)**

- Рентгеновские обследования теперь можно проводить быстрее, проще и в любом месте
- Вес всего 10,4 кг
- Автоматическое распознавание рентгеновского излучения позволяет работать без дополнительных кабелей между детектором и рентгенологическим аппаратом
- Легкий прочный чемодан из анодированного алюминия проходит по размерам в ручной багаж большинства авиакомпаний
- В комплект чемодана входит DR панель, ультраплоский современный ноутбук и плексигласовый защитный чехол для детектора
- Благодаря интуитивно понятному программному обеспечению на русском языке система позволяет почти мгновенно получать превосходные рентгеновские снимки и редактировать их