

Штатив Mobile


Для всех рентгеновских аппаратов весом до 10,5 кг

Краткое описание

- Штатив Mobile — предназначен для проведения рентгенологического обследования крупных животных
- Выполнен полностью из алюминия, что делает его очень легким
- Штатив разбирается и легко укладывается в транспортировочный кейс, имеющий лямку для переноски на плече
- Может быть оснащен пружинным рычагом (опция)

Спецификация

- Материал — анодированный алюминий
- Ножки на 4 колесах с тормозным механизмом
- Максимальный вес рентгеновского аппарата: до 10,5 кг
- Размеры: 68x71x140-225 см
- Вес: 9 кг



ООО «Глобус Вет»

+7 (499) 703-03-83

+7 (911) 272-57-74

gleni@vetoborudovanie.ru

kontakt@vetoborudovanie.ru

www.vetoborudovanie.ru