



Краткое описание

Wall Shoulder — инновационная система для проведения полной рентгенологической диагностики животных

- Подвижное плечо настенного штатива обеспечивает плавное и точное перемещение рентгеновского аппарата во всех направлениях и под любым углом
- Регулируемая остановка по высоте, поддерживающая рентгеновский аппарат на заданном фокусном расстоянии (FFD), отсутствие эффекта падения
- Возможность крепления штатива к потолку

Спецификация

- Система балансировочных пружин
- Удобная регулировка нагрузки
- Выдерживает максимальный вес аппарата до 21 кг
- Длина рукава от 150 до 178 см
- Цвет белый