



Краткое описание

- Предназначен для проведения рентгенологического обследования всех видов животных
- Благодаря прочной базе на 4 колесах с тормозным механизмом штатив максимально мобилен и устойчив
- С помощью подъёмного механизма возможно легко и быстро изменить высоту положения рентгеновского аппарата (FFD)
- Устойчив к коррозии

Спецификация

- Материал: нержавеющая сталь, анодированный алюминий
- 2 ножки на 4 колесах с тормозным механизмом
- Максимальный вес аппарата: 20 кг
- Размеры: 80x70x220 см
- Вес штатива в сборе: 25 кг